

## SCHEDA TECNICA

# BIOSOFT PF BLACK 35 (BIOSOFT BLACK)

Codice: DAR NI BLACK


Data: Settembre 2020

Edizione 5, Revisione 0

Pag. 1 di 5



TECHNOSAFE  
protection & safety



Nome commerciale:

**BIOSOFT PF BLACK 35**

Tipologia:

Guanti da esame ed esplorazione in nitrile, monouso, non sterili, privi di polvere lubrificante, internamente clorinati, colore nero, forma anatomica intercambiabile destra e sinistra (ambidestri) e dita testurizzate. I polsini hanno un bordino elastico anti-arrotolamento che rinforza l'estremità del guanto, ne aumenta la vestibilità ed impedisce alla manichetta di arrotolarsi, e sono di lunghezza tale da consentirne l'aderenza al camice in qualunque posizione della mano. I guanti BIOSOFT PF BLACK 35 sono realizzati a corpo unico, quindi privi di saldature e di sbavature, hanno un'ottima consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore. Grazie all'elevata biocompatibilità ed ergonomia, permettono un uso prolungato senza affaticamento. Inoltre i guanti sono idonei al contatto alimentare per diverse tipologie di alimenti.

Peso 3.5 g ± 0.2 (taglia M), spessore medio 0.08 mm.

Fabbricante:

RAYS S.p.a.

Via Francesco Crispi, 26  
60027 Osimo (AN) - Italia

Codice prodotto:

DAR NI BLACK + TAGLIA

Marcatura CE:

Dispositivo Medico - classe I, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai DM.

Dispositivo Protezione Individuale - III categoria, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425 relativo ai DPI. Certificazione emessa da A.N.C.I. Servizi s.r.l. a socio unico - sezione C.I.M.A.C. Organismo Notificato N° 0465.

Classificazione CND:

T01020204

Validità prodotto:

60 mesi / non sterile

**Destinazione d'uso:** Questi guanti sono adatti per le seguenti attività (nei limiti dei livelli protettivi marcati): utilizzo ospedaliero ed ambulatoriale, diagnostica e laboratorio, cleaning, industria chimica, officina, elettronica, trasformazioni alimentari.

## SCHEDA TECNICA

# BIOSOFT PF BLACK 35 (BIOSOFT BLACK)

|                      |                      |                         |             |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|
| Codice: DAR NI BLACK | Data: Settembre 2020 | Edizione 5, Revisione 0 | Pag. 2 di 5 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|

**Colore:** nero.

**Dimensioni del dispositivo:** EN 455-2:2009+A1:2011

| TAGLIA                | 6 – 6.5<br>S | 7 – 7.5<br>M | 8 – 8.5<br>L | 9 – 9.5<br>XL |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Lunghezza minima (mm) | 240          | 240          | 240          | 240           |
| Ampiezza palmo (mm)   | 80 ± 10      | 95 ± 10      | 110 ± 10     | ≥ 110         |

| TAGLIA | CODICE ARTICOLO   | CODICE A BARRE<br>UDI-DI di base | RDM     |
|--------|-------------------|----------------------------------|---------|
| S      | DAR NI BLACK / S  | 8034055914533                    | 1994706 |
| M      | DAR NI BLACK / M  | 8034055914526                    | 1994707 |
| L      | DAR NI BLACK / L  | 8034055914519                    | 1994708 |
| XL     | DAR NI BLACK / XL | 8034055914595                    | 1994709 |

**Controlli microfori, AQL – EN 455-1**

| DIFETTO    | LIVELLO DI ISPEZIONE | AQL |
|------------|----------------------|-----|
| Micro-fori | G – I                | 1.0 |

**Confezionamento:** 100 guanti/dispenser – 10 dispensers/cartone. I guanti sono confezionati in dispensers di cartoncino da 100 pezzi, disposti in modo da permettere l'estrazione di un solo guanto alla volta attraverso apposita apertura. I dispensers vengono inseriti in imballi di cartone rigido in modo che il lato minore del dispenser si trovi nella parte alta del cartone. Questo al fine di mantenere l'integrità del dispenser durante il trasporto. I cartoni sono resistenti agli urti, chiusi con nastro adesivo, a tenuta di polvere e idonei all'immagazzinamento per sovrapposizione.

**Certificazioni e test:** Il guanto BIOSOFT PF BLACK 35 è stato testato per conto dell'azienda produttrice ai fini della definizione di qualità, specificità, sensibilità e sicurezza per l'operatore e per il paziente, secondo i seguenti standard di riferimento:

- EN 455 1-2-3-4 (AQL per assenza di fori, dimensioni, proprietà fisiche, sicurezza biologica, determinazione della durata di conservazione)
- EN ISO 374-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 – EN 16523 (resistenza alla penetrazione ed alla permeazione da parte di sostanze chimiche e microrganismi, prove di degradazione)
- EN 420 (requisiti generali)

## SCHEDA TECNICA

# BIOSOFT PF BLACK 35 (BIOSOFT BLACK)




Codice: DAR NI BLACK

Data: Settembre 2020

Edizione 5, Revisione 0

Pag. 3 di 5

### CERTIFICAZIONI E TEST: FUNZIONI / LIVELLI PROTETTIVI

|   |  |                                  |                                  |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <p><b>Requisiti applicabili del Regolamento (UE) 2016/425</b></p>   | <p>Dispositivo di Protezione Individuale di III Categoria</p>  |                                  |                                  |
|  <p><b>EN 420:2003+A1:2009</b><br/>Requisiti Generali</p>  | <p>Il guanto soddisfa i requisiti generali di progettazione e fabbricazione, innocuità, comfort ed efficienza.</p> <p><b>Destrezza 5</b></p> |                                  |                                  |
|  <p><b>EN ISO 374-1:2016 Tipo B</b><br/>Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi</p> | <p><b>PRODOTTO CHIMICO</b></p>   | <p><b>LIVELLO RICONTRATO</b></p> | <p><b>RISCHI CHIMICI</b></p>     |
|   | <p>(G) Dietilamina</p>   | <p>2</p>                         |                                  |
|   | <p>(K) Idrossido di sodio 40%</p>  | <p>3</p>                         |                                  |
| <p>(L) Acido solforico 96%</p>  | <p>2</p>   | <p><b>RISCHI CHIMICI</b></p>     |                                  |
|  <p><b>EN ISO 374-5:2016</b><br/>Guanti di protezione contro i prodotti chimici e microorganismi pericolosi</p>        | <p><b>PRODOTTO CHIMICO</b></p>   |                                  | <p><b>LIVELLO RICONTRATO</b></p> |
|   | <p>Protezione contro batteri e funghi</p>  |                                  | <p>Test superato</p>             |
|   | <p>Protezione contro virus</p>   | <p>Test non effettuato</p>       |                                  |

## SCHEDA TECNICA

# BIOSOFT PF BLACK 35 (BIOSOFT BLACK)

Codice: DAR NI BLACK




Data: Settembre 2020

Edizione 5, Revisione 0

Pag. 4 di 5

### Marcatura del DPI:

sul dispenser del guanto vengono indicate seguenti informazioni:

- Nome commerciale
- Codice articolo
- Taglia indicata in lettere
- Marcatura CE come DM e come DPI (indicante la sigla dell'Organismo Notificato)
- Pittogramma Nota Informativa 
- Pittogramma EN ISO 374-1 Tipo B con livelli di prestazione certificati 
- Pittogramma EN ISO 374-5 

**Sostanze allergeniche:** il guanto in nitrile senza polvere BIOSOFT PF BLACK 35 è totalmente privo di componenti di lattice (latex free) nel prodotto, nel confezionamento primario, secondario e nel processo produttivo. Inoltre ha un basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti, pertanto è particolarmente indicato per il personale sensibile alle proteine del lattice e per l'utilizzo nei reparti latex free.

**Sistema lubrificante:** il guanto BIOSOFT PF BLACK 35 è privo di polvere lubrificante. Internamente è clorinato per rendere ugualmente scorrevole la superficie interna del guanto, in modo da garantire ottime caratteristiche di vestibilità e calzata e permettere un agevole utilizzo anche con mani bagnate e minimizzare il rischio di reazioni allergiche.

**Periodo di validità:** la normale vita di un guanto da esame in nitrile senza polvere è di 5 anni, tenuto conto che vengano rispettate le istruzioni per lo stoccaggio.

**Avvertenze:** prima dell'uso, controllare che ogni guanto sia esente da difetti o imperfezioni. In caso di dubbio, gettare il guanto e sostituirlo con un altro. Se i guanti vengono usati a contatto con sostanze chimiche:

- assicurarsi che la sostanza chimica non possa entrare a contatto con la pelle tramite il polsino;
- evitare il contatto diretto della sostanza chimica con la pelle, anche se tale sostanza è dichiarata come inoffensiva;
- in caso di contatto accidentale con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone;
- rimuovere e gettare il più velocemente possibile i guanti dopo l'uso.

Evitare il contatto con solventi chetonici.

I guanti non devono essere usati in applicazioni che richiedano protezione contro il rischio meccanico o termico. Indossare i guanti con mani asciutte e pulite. Utilizzare i guanti asciutti all'interno.

**Istruzioni d'uso:** questi guanti sono progettati per uso singolo. Per maggiori informazioni si consultino le informazioni stampate sulla confezione del prodotto e a nota informativa del fabbricante RAYS S.p.a.

## SCHEDA TECNICA

# BIOSOFT PF BLACK 35 (BIOSOFT BLACK)

Codice: DAR NI BLACK

Data: Settembre 2020

Edizione 5, Revisione 0

Pag. 5 di 5

**Condizioni specifiche di conservazione:** conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e dal calore a temperatura <35°C. Tenere lontano da sorgenti di ozono o fonti infiammabili. Le condizioni igieniche del prodotto sono garantite solo a confezione integra. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità.

**Controlli di qualità in produzione e sul prodotto finito:** il produttore ha stabilito ed effettua correntemente una serie di procedure per assicurare che il prodotto sia identificato, controllato e testato per la conformità ad una serie di specifici requisiti.

**Smaltimento:** i guanti usati potrebbero essere contaminati con agenti infettivi o altri materiali rischiosi. Lo smaltimento deve essere effettuato in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. L'incenerimento o lo smaltimento in discarica devono essere svolti in condizioni controllate in conformità con le normative nazionali vigenti.

RAYS S.p.A.  
*Products specialist*  
*Safety Division*